

## INFORMATIE BLAD SCAN MAKEN:

WELKE KAAK WORDT ER GESCAND UPPER OF LOWER?  
 VOOR WELK APPARATUUR WORDT ER EEN SCAN GEMAAKT? ACTIVATOREN,  
 PLAAT, RPE, HYRAX, MRA, SPLINT, PLAYSAFE

VOOR UPPER: ALLE ELEMENTEN, OCCLUSAAL VLAK, PALATUM,  
 BUCCALE EN LABIALE ZIJDE MOETEN VOLLEDIG GESCAND ZIJN.

VOOR LOWER : ALLE ELEMENTEN, OCCLUSAAL VLAK, LINGUALE,  
 BUCCALE EN LABIALE ZIJDE MOETEN VOLLEDIG GESCAND ZIJN.  
 TANDENBOGEN MET BRACKETS LIEFST ZONDER DRADENBOOG SCANNEN.

SCAN DE OCCLUSIE UPPER EN LOWER EN CONTROLEER DE BEET.

VOOR EEN CONSTRUCTIEBEET SCAN DE JUISTE BEET WIJ PRINTEN  
 DE CONSTRUCTIEBEET.

ESSIX EN SPALKEN MOGEN ALS HOEFIJZER GESCAND WORDEN.

DRAADSPALK UPPER SCAN TEGENBEET.

CONTROLEER DE SCAN ALTIJD GOED.

DE SCAN MAG GEEN GATEN BEVATTEN VOOR DAT DEZE VERSTUURTWORDT.

ZIE FOTO MET GELE CIRKEL.

